


کیسه خون تکی



پیشرو تشخیص فردآور	تولید کننده
کیسه خون تکی	نام محصول
استریل، قابل تزریق، فاقد مواد تب زا و اندوتوکسین	مشخصات
BSA063B	رفرنس نامبر
کیسه خون تکی به منظور جمع آوری خون اهدا کننده به شکل کاملا بهداشتی و مطابق با تجویز پزشک به کار می رود. این محصول استریل، یکبار مصرف و قابل تزریق می باشد.	شرح محصول
به منظور جمع آوری خون قابل انتقال می باشد	کاربرد
از فیلم بسته بندی شفاف از جنس PVC با قابلیت فورمینگ و تحمل استریل تعداد کیسه در هر بسته بندی یک عدد	بسته بندی
۱۸ ماه پس از تاریخ تولید	ماندگاری
اتوکلاو بخار	استریل
PVC مدیکال	جنس کیسه خون
ISO 13485 و ISO 3826-1	استاندارد
CPDA1 63 ml	نوع و مقدار محلول ضد انعقاد
نشان CE	گواهی
تیوب از جنس PVC مدیکال گرید شفاف	تیوب
سوزن خون گیری G16	سوزن خون گیری
محافظ سوزن از جنس PP متناسب با سایز سوزن و با عملکرد مناسب و راحت جهت پوشش سوزن پس از خون گیری	محافظ سوزن
کلمپ از جنس PP عملکرد مناسب و راحت جهت بستن مسیر تیوب پس از خون گیری	کلمپ
مطابق با استاندارد ایزو 3826-2 حاوی اطلاعات بچ نامبر، لات نامبر، تاریخ تولید و تاریخ انقضا	برچسب
به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.	اتصال دهنده وای شکل